

Tdl. stempel

Patientnavn:

Fødselsdato:

Modtaget den:

Udfyldes af laboratoriet

Aflleveres den:

ERKLÆRINGSNR.:




ROSKILDE
ORTO-TEKNIK

Algade 27, 1. sal - Box 189 - 4000 Roskilde

Mail: info@rot.dk - Web: www.rot.dk

Telefon: +45 46320969



FIGUR INDLÆG:

Nr.

ACRYLFARVE:

- Neon Farve.....
- Klar.....
- Rosa.....
- Rød.....
- Gul.....
- Grøn.....
- Blå.....
- Lilla.....
- Orange.....
- Turkis.....
- Pink.....
- Sort.....
- Hvid.....

GLIMMER:

- Guld.....
- Sølv.....
- Blå.....
- Rød.....
- Iris.....
- Perlemor.....

FREMSTILLES:

- Arbejdsmodel OK UK
- Studiemodeller
- 3D Studiemodeller.....

APPARATUR:

- Aktivator type
- Maxillator
- Ekspansionsplade
- Retentionsplade
- Begg. Retainer
- Bidhævningsplade
- Herbst Støbt Bånd
 - Kugleled system
 - Skruesystem (scheu)
- Hyrax Støbt Bånd
- Lingual Lower
- Lingual bue Lås Lod
- Quad Helix/Mia bue
- Aftagelig Loddet
- Goshgarian Lås Lod
- Pladsholder Støbt Bånd
- Retentionstråd
- 3 3 4 4
- Retentionstråd med jig
- 3 3 4 4
- RFS-Skinne
- Dawson skinne.....
- Spears skinne.....
- ClearStep Aligner OK UK

GANESKRUER - TAD'S

- Mesializer
- Distalizer
- Mousetrap (intrusion)
- Hybrid Hyrax
- Hybrid Hyrax-Distalizer

MEDSENDES:

- Aftryk OK UK
- 3D Scan OK UK
- Arbejdsmodeller OK UK
- Studiemodeller OK UK

BASIS:

- Som tegnet.....
- Frontalt bidplateau
- Lav Smal Bred Høj
- Overdæk okklusalflder.....
- Overdæk insicalkanter.....

RETENTIONSELEMENTER:

- Facialslynge som tegnet
- Adamsklammer 4 4
- Adamsklammer 6 6
- Rushanker mesialt.....
- L-bøjler.....
- Teuscher rør.....

AKTIVE ELEMENTER:

- Ekspansionskrue
- Kontraktionsskrue
- Y-skrue (bertoni skrue).....
 - 2-vejs 3-vejs
- Fjedre som tegnet
- Føring af fjeder
- Mes Dist Fac
- Nakketræk

PRESSET SKINNE:

- Retentionsskinne
- 0,5mm 1mm 1,5mm
- Durasoft skinne
- 1,8mm 2mm 2,5mm
- Hård skinne Blød skinne
- 1mm 2mm 3mm
- Sportsskinne 5mm

Tekst