

Tdl. stempel

Patientnavn:



Fødselsdato:

Modtaget den:

Udfyldes af laboratoriet

Aflleveres den:

ERKLÆRINGSNR.:



Tekst

FIGUR INDLÆG

Nr.

ACRYLFARVE

- Neon Farve.....
Klar.....
Rosa.....
Rød.....
Gul.....
Grøn.....
Blå.....
Lilla.....
Orange.....
Turkis.....
Pink.....
Sort.....
Hvid.....

GLIMMER

- Guld.....
Sølv.....
Blå.....
Rød.....
Iris.....
Perlemor.....



FREMSTILLES

- Arbejdsmodel OK UK
 3D arbejdsmodel OK UK
 Studiemodeller
 3D Studiemodeller.....

APPARATUR

- Aktivator type _____
 Maxillator
 Bidhævningsplade
 Ekspansionsplade
 Jensen Retainer
 Hawley Retainer
 Begg. Retainer
 Herbst 3D Print Bånd
 Kugleled system
 Skruesystem (scheu)
 Hyrax 3D Print Bånd
 Lingual Lower 3D Prt Bånd
 Pladholder 3D Prt Bånd
 Quad Helix Lås Lod
 Goshgarian Lås Lod
 Lingual buer Lås Lod
 Retentionstråd Med JIG
 3 3 4 4
 3D NiTi Retainer Wire
 3 3 4 4
 RFS-Skinne 3D Print
 Dawson skinne 3D Print
 Spears skinne 3D Print
 ClearStep Aligner OK UK
 Retentionsskinne
 0,8mm 1mm 1,5mm
 Durasoft skinne
 1,8mm 2mm 2,5mm
 Hård bideskinne Blød bideskinne
 1mm 2mm 4mm

MEDSENDES

- Aftryk OK UK
 3D Scan OK UK
 Arbejdsmodeller OK UK
 Studiemodeller OK UK

BASIS

- Frontalt bidplateau
 Lav Smal Bred Høj
 Overdæk okklusalflder
 Overdæk insincalkanter.....

RETENTIONSELEMENTER

- Facialslynge
 Retraktorslynge
 Rushanker mesial
 Teuscher rør.....
 Adamsklammer 4 4
 Adamsklammer 6 6

AKTIVE ELEMENTER

- Ekspansionskrue
 Sagitalskrue
 Kontraktionskrue
 Y-skrue (bertoni skrue).....
 2-vejs 3-vejs
 Føring af fjeder
 Mes Dist Fac
 Nakketræk

GANESKRUER - TAD'S

- Forankring
 Mesializer
 Distalizer
 Mousetrapp (intrusion)
 Hybrid Hyrax
 Hybrid Hyrax-Distalizer
 Hybrid Hyrax-Mesializer



ROSKILDE
ORTO-TEKNIK

Algade 27, 1. sal - Box 189 - 4000 Roskilde

Mail: info@rot.dk - Web: www.rot.dk

Telefon: +45 4632 0969