

Tdl. stempel

Patientnavn:

Fødselsdato:

Udfyldes af laboratoriet

Modtaget den:

Afleveres den:

ERKLÆRINGSNR.:

FIGUR INDLÆG



Nr.

ACRYLFARVE

- Neon Farve.....
Klar.....
Rosa.....
Rød.....
Gul.....
Grøn.....
Blå.....
Lilla.....
Orange.....
Turkis.....
Pink.....
Sort.....

GLIMMER

- Guld.....
Sølv.....
Blå.....
Rød.....
Iris.....
Perlemor.....



Tekst

Kvalitetskontrolleret: / - 20 _____
af medarbejder:



Algade 27, 1. sal - 4000 Roskilde
Mail: info@rot.dk - Web: www.rot.dk
Telefon: +45 4632 0969

FREMSTILLES

- Arbejdsmodel OK UK
 3D arbejdsmodel OK UK
 Studiemodeller
 3D Studiemodeller

APPARATUR

- Jensen Retainer
 Hawley Retainer
 Begg. Retainer
 Bidhævningsplade
 Ekspansionsplade
 Aktivator type
 Aktivator
 Herbst 3D Print Bånd
 Kugleled system
 Skruesystem (scheu)
 Hyrax 3D Print Bånd
 Pladsholder 3D Prt Bånd
 Quad Helix Lås Lod
 Goshgarian Lås Lod
 Lingual bue Lås Lod
 Retentionstråd Med JIG
 3 3 4 4
 3D Prime Retainer
 3 3 4 4
 Retentionsskinne
 0,8mm 1mm 1,5mm
 Durasoft skinne
 1,8mm 2mm 2,5mm
 Hård bideskinne Blød bideskinne
 2mm 3mm 4mm
 RFS-Skinne (PMMA)
 Dawson skinne (PMMA)
 Spears skinne (PMMA)
 ClearStep Aligner OK UK

MEDSENDES

- Aftryk OK UK
 3D Scan OK UK
 Arbejdsmodeller OK UK
 Studiemodeller OK UK

BASIS

- Frontalt bidplateau
 Lav Smal Bred Høj
 Overdæk okklusalflder
 Overdæk insicalkanter

RETENTIONSELEMENTER

- Facialslynge
 Retraktorslynge
 Rushanker mesial
 Teuscher rør
 Adamsklammer 4 4
 Adamsklammer 6 6

AKTIVE ELEMENTER

- Ekspansionskrue
 Sagitalskrue
 Kontraktionsskrue
 Y-skrue (bertoni skrue).....
 2-vejs 3-vejs
 Førings af fjeder
 Mes Dist Fac
 Nakketræk (headgear)

SUPRASTRUKTUR - TAD'S

- Forankring
 Mesializer
 Distalizer
 Mousetrap (intrusion)
 Hybrid Hyrax
 Hybrid Hyrax-Distalizer
 Hybrid Hyrax-Mesializer
 Hybrid Hyrax-Intrusion